





Instruments






Liposuction















Measurements = working length








32.087.77 20 cm - 8" Ø 3 mm	32.087.78 20 cm - 8" Ø 4 mm
32.087.79 30 cm - 11 ³ / ₄ " Ø 3 mm	32.087.87 30 cm - 11 ³ / ₄ " Ø 4 mm

20 cm
30 cm





32.087.67 20 cm - 8" Ø 3 mm	32.087.68 20 cm - 8" Ø 4 mm
32.087.69 30 cm - 11 ³ / ₄ " Ø 3 mm	32.087.81 30 cm - 11 ³ / ₄ " Ø 4 mm

20 cm
30 cm





For fine facial and neck
contouring.



Measurements = working length



32.087.70 15 cm, Ø 2,0 mm

32.087.57 5 cm, Ø 1,7 mm

32.087.47 15 cm, Ø 1,7 mm



32.087.71 15 cm, Ø 3,0 mm

32.087.73 20 cm, Ø 3,0 mm

32.087.88 15 cm, Ø 2,0 mm

32.087.58 5 cm, Ø 2,0 mm

32.087.59 5 cm, Ø 3,0 mm

32.087.48 15 cm, Ø 2,0 mm

32.087.49 15 cm, Ø 3,0 mm

Thigh - Lower leg



32.087.77 20 cm, Ø 3,0 mm

32.087.79 30 cm, Ø 3,0 mm

32.087.78 20 cm, Ø 4,0 mm

32.087.87 30 cm, Ø 4,0 mm

Abdomen / Saddlebag



- ① **32.087.72** 20 cm, Ø 3,0 mm
- ② **32.087.74** 20 cm, Ø 4,0 mm
- ③ **32.087.75** 30 cm, Ø 3,0 mm
- ④ **32.087.76** 30 cm, Ø 4,0 mm

Accessories



09.88.46

32.087



32.087.20
5 cm - 2"
Ø 2 mm

32.087.21
5 cm - 2"
Ø 3 mm

32.087.22
5 cm - 2"
Ø 4 mm

32.087.27
30 cm - 11³/₄"
Ø 5 mm

32.087.23
15 cm - 6"
Ø 2 mm

32.087.24
15 cm - 6"
Ø 3 mm

32.087.26
25 cm - 10"
Ø 4 mm

32.087.25
25 cm - 10"
Ø 3 mm

32.087.29
30 cm - 11³/₄"
Ø 4 mm

32.087.28
30 cm - 11³/₄"
Ø 3 mm



32.087.30
15 cm – 6"
Ø 3 mm

32.087.31
25 cm – 10"
Ø 3 mm

drei laterale Löcher
three lateral holes
tres orificios laterales
trois trous latéraux
tre fori laterali

32.087.32
15 cm – 6"
Ø 4 mm

32.087.33
25 cm – 10"
Ø 4 mm



32.087.34
30 cm – 11³/₄"
Ø 3 mm

Verbesserte Anordnung der Sauglöcher bewirkt effektiveres, schonenderes Absaugen in bindegewebsstarken Regionen sowie bei Gynäkomastie.

The improved arrangement of the suction holes ensures a more effective and gentle suction in areas with much connective tissue and in case of gynecomasty.

La organización mejorada de los agujeros de succión garantiza una succión más efectiva y suave en las regiones con mucho tejido conjuntivo y en caso de ginecomastia.

L'ordre amélioré des trous à suction garantit une suction plus effective et plus douce dans des régions avec beaucoup de tissu conjonctif et en cas de gynécomastie.

L'organizzazione migliorata dei buchi di aspirazione garantisce un'aspirazione più efficace e delicata nelle zone con molto tessuto congiuntivo ed in caso di ginecomastia.



32.087.00
20 cm - 8"
Ø 3 mm

32.087.02
30 cm - 11³/₄"
Ø 4 mm

32.087.03
30 cm - 11³/₄"
Ø 5 mm

32.087.04
30 cm - 11³/₄"
Ø 6 mm

32.087.01
30 cm - 11³/₄"
Ø 3 mm



ein zentrales Loch, zwei laterale Löcher
one central hole, two lateral holes
un orificio central, dos orificios laterales
un trou central, deux trous latéraux
un foro centrale, due fori laterali

Maßangaben = Nutzlänge
Measurements = working length
Medidas = longitud útil
Mesures = longueur utile
Misura = lunghezza utile



32.087.14
20 cm - 8"
Ø 3 mm

32.087.16
30 cm - 11³/₄"
Ø 4 mm

32.087.17
30 cm - 11³/₄"
Ø 5 mm

32.087.19
30 cm - 11³/₄"
Ø 6 mm

32.087.15
30 cm - 11³/₄"
Ø 3 mm



zwei laterale Löcher, ein zentrales Loch
two lateral holes, one central hole
dos orificios laterales, un orificio central
deux trous latéraux, un trou central
due fori laterali, un foro centrale

Maßangaben = Nutzlänge
Measurements = working length
Medidas = longitud útil
Mesures = longueur utile
Misure = lunghezza utile



32.087.07
20 cm – 8"
Ø 3 mm

32.087.09
30 cm – 11³/₄"
Ø 4 mm

32.087.10
30 cm – 11³/₄"
Ø 5 mm

32.087.11
30 cm – 11³/₄"
Ø 6 mm

32.087.08
30 cm – 11³/₄"
Ø 3 mm

32.087.12
40 cm – 15³/₄"
Ø 4 mm

drei Löcher, diagonal
three holes, diagonal
tres orificios, diagonal
trois trous, diagonal
tre fori, diagonale

Maßangaben = Nutzlänge
Measurements = working length
Medidas = longitud útil
Mesures = longueur utile
Misure = lunghezza utile



32.087.33
30 cm - 11³/₄"
Ø 4 mm

32.087.34
30 cm - 11³/₄"
Ø 5 mm

ein zentrales Loch, zwei laterale Löcher
one central hole, two lateral holes
un orificio central, dos orificios laterales
un trou central, deux trous latéraux
un foro centrale, due fori laterali

Maßangaben = Nutzlänge
Measurements = working length
Medidas = longitud útil
Mesures = longueur utile
Misure = lunghezza utile



32.087.37
20 cm - 8"
Ø 3 mm

32.087.38
30 cm - 11³/₄"
Ø 3 mm

Spitze mit Loch, ein Loch seitlich
Point with hole, one lateral hole
Punta con orificio, un orificio laterale
Pointe à trou, un trou latéral
Punta con foro, un foro laterale



32.087.40
30 cm - 11³/₄"

32.087.41
35 cm - 13³/₄"

6 mm



Maßangaben = Nutzlänge
Measurements = working length
Medidas = longitud útil
Mesures = longueur utile
Misura = lunghezza utile

Für feine Konturierungen im Gesichtsbereich.
 For facial contouring.
 Para contornos finos de la parte facial
 Pour des contours fins dans la partie faciale.
 Per un contornamento nelle parti facciali.

ein Loch seitlich
 one lateral hole
 un orificio laterale
 un trou latéral
 un foro laterale



mit Griffansatz with handle connector con empalme mango avec embout-manche con attacco-manico	32.087.50 5 cm - 2" Ø 1,7 mm	32.087.51 5 cm - 2" Ø 2 mm	32.087.52 5 cm - 2" Ø 3 mm
	32.087.53 15 cm - 6" Ø 1,7 mm	32.087.54 15 cm - 6" Ø 2 mm	32.087.55 15 cm - 6" Ø 3 mm
mit Luer-Lock Ansatz with Luer-Lock connection con empalme Luer-Lock avec embout Luer-Lock con attacco Luer-Lock	32.087.57 5 cm - 2" Ø 1,7 mm	32.087.58 5 cm - 2" Ø 2 mm	32.087.59 5 cm - 2" Ø 3 mm
	32.087.47 15 cm - 6" Ø 1,7 mm	32.087.48 15 cm - 6" Ø 2 mm	32.087.49 15 cm - 6" Ø 3 mm

Maßangaben = Nutzlänge
 Measurements = working length
 Medidas = longitud útil
 Mesures = longueur utile
 Misure = lunghezza utile

Handgriffe mit Anschlussgewinde für Kanülen und Schlauchansatz Ø 13 mm, für den Betrieb mit einer Absaugpumpe.

Handles with connection thread for cannulas and hose connection Ø 13 mm, for operation with a suction pump.

Mangos con rosca para cánulas y empalme de manguera Ø 13 mm, para funcionamiento con una bomba de aspiración.

Manches avec filet pour canules et pour embout du tuyau Ø 13 mm, pour l'utilisation avec une pompe de succion.

Manici con filettatura per cannule e attacco di tubo di Ø 13 mm, per l'uso con una pompa aspirante.



+



32.087.45



32.088.45

mit drehbarem Schlauchansatz
with rotatable tube connection
con empalme de tubo giratorio
avec embout de tuyaux pivotant
con attacco di tubo girevole

Empfohlene Handgriffe für die Tumescenz-Lokalanästhesie-Technik
Recommended handles for the tumescense local anaesthesia technique
Mangos recomendados para la técnica de la anestesia local tumescente
Manches recommandés pour la technique de tumescence/anesthésie locale
Manici consigliati per la tecnica dell' anestesia locale tumescente



+



Loch zur Saugunterbrechung
Hole for interrupting the suction process
Orificio para interrumpir la succión
Trou afin d'interrompre la succión
Foro per bloccare l'aspirazione



32.087.46



32.088.46

mit drehbarem Schlauchansatz
with rotatable tube connection
con emplame de tubo giratorio
avec embout de tuyaux pivotant
con attacco di tubo girevole



Adapter mit Luer-Lock Ansatz, zur Verwendung von Kanülen mit Griffansatz auf Luer-Lock Spritzen

Adaptor with Luer-Lock connection, for use of cannulas with handle connector on Luer-Lock syringes

Adaptador con empalme Luer-Lock, para el uso de cánulas con empalme mango en jeringas Luer-Lock

Adaptateur avec embout Luer-Lock, pour l'utilisation des canules avec embout-manche sur des seringues Luer-Lock

Adattatore con attacco Luer-Lock, per l'uso di cannule con attacco-manico su siringhe Luer-Lock



32.087.85

E-mail info@arkaysurgical.com , arkaypak@brain.net.pk

Web: www.arkaysurgical.com



Muslim Street, Near Church, Hunter-Pura, Sialkot - 51310, Pakistan
E-Mail: info@arkaysurgical.com , arkaypak@brain.net.pk
Tel: +92-52-4272514 Fax: +92-52-4272513